



Tekna Disinfettante Spray

Codice GEF (SKU) 36623

EAN / GTIN 8009110050020

Confezione 1

DISINFETTANTE SPRAY TEKNA - 400 ml Disinfettante spray approvato dal Ministero della Salute. Oltre a eliminare rapidamente funghi, batteri e allergeni, svolge un'efficace azione deodorante. Utile per disinfettare e deodorare tessuti e superfici morbide quali divani, poltrone, sedie, cuscini, materassi, zerbini, tende, tappeti e aree di grande passaggio quali spogliatoi, sale d'attesa, aule scolastiche, mense, palestre, bagni pubblici. Azione disinfettante: Spettro completo di azione contro batteri gram-positivi e gram-negativi e funghi. Il disinfettante spray Tekna non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- 100,00 g contengono: Cloruro di benzalconio 0,10 g; Bifenil-2-olo 0,02 g; Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100,00 g.
- Forma del prodotto: spray profumato. Registrazione Ministero della Salute N. 13.431

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110050020

CODICE GEF

36623



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697