



Climacare Disinfettante Spray

Codice GEF (SKU) **36624**

EAN / GTIN **8009110025424**

Confezione **1**

DISINFETTANTE SPRAY CLIMACARE - 400 ml Disinfettante spray attivo su batteri (compresa la Legionella) e funghi, approvato dal Ministero della Salute. Appositamente formulato per disinfettare sistemi di condizionamento dell'aria, split e pompe di calore, lo spray Climacare agisce direttamente sui microrganismi responsabili delle patologie respiratorie. Usato regolarmente, evita la contaminazione microbica, innanzitutto all'interno dei sistemi di condizionamento dell'aria e successivamente nei locali. Azione disinfettante: Spettro completo di azione contro batteri gram-positivi e gram-negativi e funghi. Non danneggia materiali, plastica, resine, metalli, adesivi speciali. Non macchia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **COMPOSIZIONE CHIMICA**
- 100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 0,10 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcol isopropilico; Profumo, Propellenti q.b. a 100 g.
- Forma del prodotto: spray profumato. Registrazione Ministero della Salute 7.604

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110025424

CODICE GEF

36624



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697