



MEDICAL SOAP

sapone disinfettante, bustina da 5 ml

Codice GEF (SKU) **36628**

EAN / GTIN **8009110025363**

Confezione **1**

MEDICAL SOAP - bustina 5 ml - conf. da 500 Sapone liquido antisettico per disinfettare mani e cute. Indicato per la disinfezione delle mani del chirurgo e del personale medico e la cute del paziente. Riduce il rischio di infezioni crociate. Contiene sostanze emollienti che lasciano la pelle morbida. Etichetta/istruzioni: GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **COMPOSIZIONE CHIMICA**
- 100 g contengono: Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,50 g; Ortofenilfenolo 0,50 g; profumo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.
- Registrazione Ministero della Salute PMC 19570

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8009110025363

CODICE GEF
36628



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697