



MEDICAL SOAP

sapone disinfettante, flacone da 1 litro

Codice GEF (SKU) **36630**

EAN / GTIN **8009110000070**

Confezione **1**

MEDICAL SOAP - 1 l Sapone liquido antisettico per disinfettare mani e cute. Indicato per la disinfezione delle mani del chirurgo e del personale medico e la cute del paziente. Riduce il rischio di infezioni crociate. Contiene sostanze emollienti che lasciano la pelle morbida. Etichetta/istruzioni: GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **COMPOSIZIONE CHIMICA**
- 100 g contengono: Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,50 g; Ortofenilfenolo 0,50 g; profumo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.
- Registrazione Ministero della Salute PMC 19570

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110000070

CODICE GEF

36630



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697