



# Flow Pack 20 Salviettine Disinfettanti Multiusi alla Clorexidina

Codice GEF (SKU) **36631**  
EAN / GTIN **08009110029972**  
Confezione **1**

FLOWPACK 20 FAZZOLETTINI CON CLOREXIDINA - distributore da 16 flowpack I fazzolettini disinfettanti in TNT con clorexidina sono antisettici per la pelle, indicati per disinfettare le mani e in generale la cute intatta. Disinfettano rapidamente, lasciando una profumazione di olio di bergamotto. Pronti per l'uso, hanno un'azione battericida ad ampio spettro. Etichetta/ istruzioni GB, IT. Registrazione Ministero della Salute 11.571. Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE E CHIMICA
- 100 g di soluzione contengono: Digluconato di Clorexidina 1 g, Olio essenziale di Bergamotto solubile, Acqua depurata q.b. a 100 g., Limonene, Linalolo

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**08009110029972**

CODICE GEF  
**36631**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697