



NEO STERIXINA SOAP

sapone disinfettante, flacone da 1 litro

Codice GEF (SKU) **36632**

EAN / GTIN **8009110021136**

Confezione **1**

NEO STERIXIDINA SOAP - 1 l Sapone liquido disinfettante pronto all'uso per mani e cute, con azione antibatterica, a base di Digluconato di Clorexidina al 4%. Utilizzabile per disinfettare le mani del chirurgo e del personale medico e per lavare il paziente prima degli interventi operatori. Riduce il rischio di infezioni crociate. Rimuove i microrganismi e mantiene la flora batterica al livello minimo. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA - 100 g di prodotto contengono:
- Digluconato di Clorexidina 4 g - Alcol isopropilico 4 g - Coformulanti - Acqua depurata q.b. a 100 g
- Registrazione Ministero della Salute 18980

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110021136

CODICE GEF

36632



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697