



# Salviettine Disinfettanti Multiusi alla Clorexidina

Codice GEF (SKU) **36633**

EAN / GTIN **8009110028906**

FAZZOLETTINI DISINFETTANTI CON CLOREXIDINA - barattolo da 100 fazzolettini I fazzolettini disinfettanti in TNT con clorexidina sono antisettici per la pelle, indicati per disinfettare le mani e in gen

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- FAZZOLETTINI DISINFETTANTI CON CLOREXIDINA - barattolo da 100 fazzolettini I fazzolettini disinfettanti in TNT con clorexidina sono antisettici per la pelle, indicati per disinfettare le mani e in generale la cute intatta. Disinfettano rapidamente, lasciando una profumazione di olio di bergamotto. Pronti per l'uso, hanno un'azione battericida ad ampio spettro. Etichetta/ istruzioni GB, IT. Registrazione Ministero della Salute 11.571. Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8009110028906**

CODICE GEF

**36633**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697