



Gel Multiusi Tubetto

Codice GEF (SKU) 36647

EAN / GTIN 8009110029958

Confezione 1

Multiusi gel - 75 ml Multiusi Gel è un gel a base di alcol, semplice da utilizzare perché non necessita di acqua (la sua speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide e piacevolmente profumate). Contiene alcol etilico (+70% v/v). È indicato per gli specialisti del settore medico ospedaliero e anche per gli operatori del settore alimentare. Ideale tra una visita e l'altra perché garantisce la massima igiene. È usato a scopo cautelativo ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati, in sostituzione di acqua e sapone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- Ingredienti: Alcol Denaturato, Acqua, Acrilati/ C10-30 Crosspolimero Alchilacrilato, Trietanolamina, Propilenglicole, Profumo (Fragranza), Benzofenone-4, Benzoato di Benzile, Citrale, Limonene, Linalolo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110029958

CODICE GEF

36647



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697