



Salviettine Multiusi per Mani

Codice GEF (SKU) **36658**

EAN / GTIN **8009110029474**

Confezione **1**

MULTIUSI SALVIETTA MANI - conf. da 240 (12 flowpack da 20) Multiusi Salvietta Mani è un nuovo fazzolettino che contiene una soluzione idroalcolica di alcol etilico (70% v/v) di grado cosmetico. Delicato sulla cute, questo fazzolettino è indicato per la frizione alcolica delle mani e della cute in generale, a casa o in viaggio. Può essere utilizzato a scopo cautelativo ogni volta che si viene a contatto con persone o con oggetti potenzialmente contaminati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- Contiene: Alcol Denaturato, Acqua, Propilenglicole, Profumo (Fragranza), Benzoato di Benzile, Citrale, Limonene, Linalolo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110029474

CODICE GEF

36658



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697