



Manopola Pulizia

Codice GEF (SKU) **36661**

EAN / GTIN **8023279366617**

Confezione **1**

MANOPOLA PULIZIA - conf. da 1.000 (20 sacchetti da 50) Manopola monouso per lavare i pazienti. In morbido curacell, che consente di insaponare e sciacquare delicatamente il paziente, e in PE impermeabile. La superficie gofrata permette una pulizia profonda. Misure: 16,5x22 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279366617

CODICE GEF

36661



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697