



GERMOCID INODORE

bottiglia da 1 litro

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **36664**EAN / GTIN **8009110026056**Confezione **1**

GERMOCID INODORE - bottiglia da 1 l | Soluzione concentrata con un'azione detergente e disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, funghi, micobatteri e virus (adenovirus, HIV, HBV, HCV). Deterge e disinfetta in modo veloce e pratico tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi quali letti, lettighe, maschere e varie attrezzature (piani di lavoro, bracciali, maniglie, ecc.) solitamente in uso negli studi medici o dentistici, negli ospedali e nei centri estetici. Disinfetta, sgrassa e deterge senza macchiare e senza lasciare aloni. Utilizzabile anche per superfici e materiali sensibili all'alcol. Dispositivo Medico di Classe IIa in conformità alla Direttiva 93/42/CEE. Etichetta/istruzioni: GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA - 100 g di prodotto contengono:
- Cloruro di benzalconio 10,0 g; Ortofenilfenolo 1,0 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

D99

EAN / GTIN

8009110026056

CODICE GEF

36664

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697