



BAVAGLIO PAZIENTI

Codice GEF (SKU) **36666**

EAN / GTIN **8023279366662**

Confezione **1**

BAVAGLIO CON TASCA Bavaglio monouso costituito da 1 velo di cellulosa altamente assorbente e 1 velo di polietilene blu impermeabile. Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli). Dimensioni: 37 x 67 cm + 10 cm (tasca) Facile da allacciare tramite lacci Estremamente morbido e confortevole Ampia tasca

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279366662

CODICE GEF

36666



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697