



GERMOCID WIPES

salviettine alcol 15% tubetto

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 36668

EAN / GTIN 8009110030367

Confezione 1

SALVIETTINE GERMOCID - alcol 15% - 220 salviettine Ideali per detergere e disinfettare dispositivi medici non invasivi e superfici di studi medici e dentistici. Azione disinfettante: azione disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, lieviti, muffe, funghi, micobatteri tubercolari (TBC), virus (HIV - HVB - HVC). Non sono inattivate da residui organici. Elevato potere detergente e rapida evaporazione. Il basso contenuto di alcol delle salviettine Germocid (15%) consente di usarle in modo sicuro senza danneggiare i materiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- 100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcol isopropilico, Etanolo, coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

D99

EAN / GTIN

8009110030367

CODICE GEF

36668

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697