



GERMOCID BASIC WIPES salviettine alcol 60% tubetto

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 36669

EAN / GTIN 8009110030336

Confezione 1

SALVIETTINE GERMOCID basic - alcol 60% - 220 salviettine Ideali per detergere e disinfettare dispositivi medici non invasivi e superfici di studi medici e dentistici. Azione disinfettante: azione disinfettante rapida ed efficace contro batteri Gram+ e Gram-, lieviti, muffe, funghi, micobatteri tubercolari (TBC), virus (HIV - HVB - HVC). Non sono inattivate da residui organici. Elevato potere detergente e rapida evaporazione. Etichetta/manuale: GB, FR, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- 100 g di prodotto contengono: Clorexidina digluconato 0,1 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g; Etanolo 45,0 g; Alcol isopropilico 15,0 g; Coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

D99

EAN / GTIN

8009110030336

CODICE GEF

36669



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697