



Dosasoap

Codice GEF (SKU) **36677**

EAN / GTIN **8009110026148**

Confezione **1**

DOSASOAP DISTRIBUTORE SAPONE NO TOUCH - bianco
Distributore di sapone da parete no touch, dotato di fotocellula per antisettici, comodo per detersivi, saponi liquidi e gel. Un sensore rileva i movimenti della mano ed eroga il prodotto. Garantisce un'igiene delle mani rapida e sicura, senza contatto con il distributore. Adatto per flaconi da 1 litro (36630, 36632, 36644, 36595, 36671, 36672). Funziona con 4 pile AA, non incluse.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110026148

CODICE GEF

36677



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697