



POMPA per DOSASOAP ricambio

Codice GEF (SKU) **36678**

EAN / GTIN **8009110026155**

Confezione **1**

Pompa di ricambio per Dosasoap (codice 36677).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110026155

CODICE GEF

36678



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697