



Germocid Tec Spray 750 ML

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **36681**EAN / GTIN **8009110019508**Confezione **1**

Detergente disinfettante schiumoso per dispositivi medici non invasivi utilizzati in studi di tatuaggi, cliniche, ospedali, centri estetici. Adatto per superfici delicate, dove non possono essere usati disinfettanti a base di alcol. Prodotto sicuro, asciuga rapidamente, non macchia e non lascia striature. Spray pronto per l'uso che deterge e disinfetta, grazie all'azione sinergica del sale di ammonio quaternario e dell'ortofenilfenolo, eliminando batteri, lieviti, funghi, muffe, TBC, virus (compresi HIV, HBV e HCV), adenovirus e poliovirus. Etichetta/manuale: GB, FR, IT. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE E CHIMICA
- 100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio; O-fenilfenolo; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100 g; Forma del prodotto: Liquido incolore con profumo di agrumi.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

D99

EAN / GTIN

8009110019508

CODICE GEF

36681

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697