



Tappetino Decontaminante Blu

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) **36693**EAN / GTIN **8023279366938**Confezione **1**

Tappeto decontaminante antibatterico, la migliore soluzione per garantire la massima igiene al luogo di lavoro. Totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima di entrare in aree pulite o sterili. Nessuna cornice contenitiva richiesta. Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte. Ogni tappetino dispone di 30 fogli in polietilene adesivo con uno spessore di soli 1.5 mm. Quando la pellicola superiore è completamente sporca, può essere semplicemente asportata così da esporre la pellicola successiva pulita, contribuendo a mantenere un ambiente pulito in modo molto semplice. - Spessore: 1,5 mm - Dimensioni: 45 x 115 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
36693	45x115cm - 30 strati	8023279366938	1
36685	45x90cm - 30 strati	8023279366853	1
36694	60x115cm - 30 strati	8023279366945	1
36686	60x90cm - 30 strati	8023279366860	1
36695	90x115cm - 30 strati	8023279366952	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030501

EAN / GTIN

8023279366938

CODICE GEF

36693

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697