



PANNOLONI SOFFISOF CLASSIC incontinenza forte XX-large

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 36706

EAN / GTIN 8007300011080

Confezione 1

Pannoloni SOFFISOF CLASSIC · Taglia: XX-Large · Circonferenza (cm): 155-175 · Per incontinenza alta - notte · Minimo vendita: conf. da 60 (4 scatole da 15) Pannoloni assorbenti di forma anatomica con strisce adesive riposizionabili per la chiusura. Realizzati in fluff di pura cellulosa (100% certificata PEFC), polimeri superassorbenti e strato esterno impermeabile. Garantiscono la massima sicurezza in caso di incontinenza moderata o alta. Ipoallergenici, dermoprotettivi, con controllo degli odori. Nuovo design per massimo confort. L'indicatore di umidità a scomparsa graduale suggerisce il momento del cambio. L'apposito strato esterno traspirante contrasta l'insorgenza di arrossamenti e irritazioni. Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
T04010103EAN / GTIN
8007300011080CODICE GEF
36706

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697