



PANNOLONI SOFFISOF AIR DRY incontinenza moderata

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 36707

EAN / GTIN 8007300011165

Confezione 1

Pannoloni SOFFISOF AIR DRY - TRASPIRANTE • Taglia: Medium • Circonferenza (cm): 70-110 • Per incontinenza moderata - giorno • Minimo vendita: conf. da 90 (6 scatole da 15) Pannoloni assorbenti di forma anatomica con strisce adesive riposizionabili per la chiusura. Realizzati in fluff di pura cellulosa (100% certificata PEFC), polimeri superassorbenti e strato esterno impermeabile. Garantiscono la massima sicurezza in caso di incontinenza moderata o alta. Ipoallergenici, dermoprotettivi, con controllo degli odori. Nuovo design per massimo confort. L'indicatore di umidità a scomparsa graduale suggerisce il momento del cambio. L'apposito strato esterno traspirante contrasta l'insorgenza di arrossamenti e irritazioni. Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T04010103

EAN / GTIN

8007300011165

CODICE GEF

36707



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697