



PANNOLONI SOFFISOF AIR DRY incontinenza forte XX-large

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **36712**

EAN / GTIN **8007300011233**

Confezione **1**

Pannoloni SOFFISOF AIR DRY - TRASPIRANTE • Taglia: XX-Large • Circonferenza (cm): 155-175 • Per incontinenza alta - notte • Minimo vendita: conf. da 60 (4 scatole da 15) Pannoloni assorbenti di forma anatomica con strisce adesive riposizionabili per la chiusura. Realizzati in fluff di pura cellulosa (100% certificata PEFC), polimeri superassorbenti e strato esterno impermeabile. Garantiscono la massima sicurezza in caso di incontinenza moderata o alta. Ipoallergenici, dermoprotettivi, con controllo degli odori. Nuovo design per massimo confort. L'indicatore di umidità a scomparsa graduale suggerisce il momento del cambio. L'apposito strato esterno traspirante contrasta l'insorgenza di arrossamenti e irritazioni. Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I

CND
T04010103

EAN / GTIN
8007300011233

CODICE GEF
36712



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697