



PANNOLONI SOFFISOF PULLUP incontinenza forte

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **36718**

EAN / GTIN **8007300028668**

Confezione **1**

MUTANDINE SOFFISOF AIR DRY PANTS - TRASPIRANTE • Taglia: Medium • Circonferenza (cm): 70-110 • Per incontinenza alta - notte • Minimo vendita: conf. da 32 (4 scatole da 8) Mutandine assorbenti monouso, ideali per pazienti deambulanti, autosufficienti e attivi, con incontinenza lieve e moderata. Ipoallergenici, dermoprotettivi, con controllo degli odori. Il rivestimento esterno in morbido tessuto traspirante lascia respirare la pelle. Fascia elastica ergonomica per massimo confort e maggiore vestibilità. I morbidi elastici e le barriere girocoscia garantiscono la massima protezione contro le perdite. L'indicatore di umidità a scomparsa graduale suggerisce il momento del cambio. Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T04010103

EAN / GTIN

8007300028668

CODICE GEF

36718



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697