



Traversa Letto Assorbente Soffisof Alta Assorbenza

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 36720

EAN / GTIN 28007300009944

Confezione 1

TRAVERSE ASSORBENTI SOFFISOFT · LINEA CLASSICA ·

Incontinenza alta · Misura: 60x90 cm · Minimo vendita: conf. da 90 (6 scatole da 15) Traverse assorbenti ideali per proteggere letti, materassi, poltrone e sedie. Lo strato a contatto con la cute è in morbido tessuto non tessuto, il materassino interno è in fluff di pura cellulosa superassorbente e il lato esterno è in polietilene, barriera eccellente contro i liquidi. La misura più grande (36721, 36725) ha alette laterali rimboccabili sotto il materasso per garantire la massima protezione. Cellulosa 100% certificata PEFC Confezione multilingue: 18 lingue europee, Arabo. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
36720	60x90 cm	28007300009944	1
36721	80x180 cm	28007300009951	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T04010201

EAN / GTIN

28007300009944

CODICE GEF

36720

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE



GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697