



TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PREMIUM PER PAZIENTI riutilizzabile

4 varianti

Codice GEF (SKU) **36730**
EAN / GTIN **8023279367300**
Confezione **1**

TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI • Taglia: S • Unisex • Verde
La tuta evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente. La cerniera lampo agevola le operazioni di pulizia del paziente da parte degli operatori. Chiusura sul retro con cerniera lampo a doppio cursore e rinforzo finale. Maniche lunghe con elastico morbido ai polsi e alle caviglie; cavallo con doppio rinforzo. Tessuto 100% poliestere elasticizzato a nido d'ape. Resistente al lavaggio con cloro a 38°C e in acqua con detergente a 90°C. Peso: 200 g/m2 ±5%. Asciugatura rapida e termoregolazione. >100 LAVAGGI: resistente al lavaggio con cloro a 38°C e in acqua con detergente a 90°C Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
36730	36730	8023279367300	1
36731	36731	8023279367317	1
36732	36732	8023279367324	1
36733	36733	8023279367331	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279367300

CODICE GEF
36730



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697