



# LIQUIDO INCIDIN ECOLAB bottiglia da 1 litro

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 36800

EAN / GTIN 4028163096131

Confezione 1

INCIDIN™ LIQUIDO - bottiglia 1 l Disinfettante per superfici a base di alcol, pronto per l'uso. Ideale per: - superfici di dispositivi medici - unità di terapia intensiva e zone ad alto rischio Offre un'elevata sicurezza grazie all'ampio spettro di efficacia, che comprende TB e norovirus. - agisce contro batteri, lieviti e tubercolosi in 5 minuti

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- 100 g contengono: 2-propanolo 35g, 1-propanolo 25g

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**D0799**

EAN / GTIN

**4028163096131**

CODICE GEF

**36800**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697