



Liquido Incidin Ecolab Tanica da 5 Litri

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 36801

EAN / GTIN 4028163096209

Confezione 1

INCIDIN™ LIQUIDO - tanica 5 l Disinfettante per superfici a base di alcol, pronto per l'uso. Ideale per: - superfici di dispositivi medici - unità di terapia intensiva e zone ad alto rischio Offre un'elevata sicurezza grazie all'ampio spettro di efficacia, che comprende TB e norovirus. - agisce contro batteri, lieviti e tubercolosi in 5 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- 100 g contengono: 2-propanolo 35g, 1-propanolo 25g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

D0799

EAN / GTIN

4028163096209

CODICE GEF

36801

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697