



Vaporizzatore per 36800

Codice GEF (SKU) 36803

EAN / GTIN 4000516802637

Confezione 1 pz.

Pompa dosatrice per 36800

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4000516802637

CODICE GEF

36803



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697