



# Oxyfoam S Incidin Ecolab

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) **36805**EAN / GTIN **4028163115832**Confezione **1**

INCIDIN™ OXYFOAM S - spray 750 ml - conf. da 6 Detergente e disinfettante sporicida pronto per l'uso, con tecnologia Hi-Speed H2O2™. Ideale per: - pulizia e disinfezione di dispositivi medici - disinfezione terminale di dispositivi medici semicritici (sonde, sondini TEE, ecc.) La formulazione avanzata offre i vantaggi di una soluzione brevettata di perossido di idrogeno con ampio spettro di efficacia contro batteri, lieviti, funghi e micobatteri, che evita residui attivi grazie alla rapida evaporazione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- 100 g contengono: perossido di idrogeno 1,5 g

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIb**

CND

**D0599**

EAN / GTIN

**4028163115832**

CODICE GEF

**36805**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697