



Disinfettante Strumenti Germocid 2%

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 36810

EAN / GTIN 8009110025509

Confezione 1

GERMOCID STRUMENTI - DILUITO 2% - bottiglia 1 l - conf. da 12
Soluzione pronta all'uso con azione detergente e disinfettante per dispositivi medici invasivi e strumenti chirurgici Prodotto specifico per la pulizia, un alto livello di disinfezione e la decontaminazione prima della sterilizzazione degli strumenti chirurgici e dei dispositivi medici invasivi. L'elevata efficacia come detergente e come disinfettante anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici) consente di utilizzarlo anche su strumenti odontoiatrici. La rimozione dello sporco non necessita di azione meccanica. È attiva contro batteri Gram+ e Gram-, funghi, micobatteri e virus (HIV-HBV-HCV). Per uso professionale. Dispositivo medico di classe IIb in conformità alla Direttiva 93/42/CEE. Istruzioni: GB, FR, IT. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE E CHIMICA
- 100 g di prodotto contengono: Cloruro di benzalconio 2,0 g; O-Fenilfenolo 0,2 g; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100,0 g.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

D99

EAN / GTIN

8009110025509

CODICE GEF

36810



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697