



Disinfettante Germocid Strumenti Concentrato

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) **36812**Confezione **1**

GERMOCID STRUMENTI CONCENTRATO - bottiglia 1 l Soluzione concentrata per una rapida ed efficace azione pulente e disinfettante prima della sterilizzazione. La soluzione diluita è utilizzabile su strumenti chirurgici invasivi contaminati con materiale organico (sangue, saliva ed essudati biologici) e non richiede azione meccanica per completare il processo di detersione. Prodotto specifico per la decontaminazione, la pulizia e un alto livello di disinfezione degli strumenti chirurgici invasivi: la formulazione è attiva contro batteri e funghi, micobatteri, virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV) e spore. Per uso professionale. Dispositivo medico di Classe IIb da notificare secondo il Regolamento (UE) 2017/745. Istruzioni: GB, FR, IT. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE E CHIMICA
- 100 g di prodotto contengono: Dodecilpropan-diammina 7,0 g; Didecil-propionato 6,3 g; Coformulanti; Acqua purificata q.b. a 100,0 g.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

D99

CODICE GEF

36812

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697