



## Container con Filtro Piccolo h100 Mm

Codice GEF (SKU) 37000

EAN / GTIN 8023279370003

Container standard con un filtro e fondo non perforato. • Modello piccolo: 285 x 280 mm • Altezza: 100 mm • Fondo non perforato • 1 filtro • Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro i

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con un filtro e fondo non perforato.
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 100 mm
- Fondo non perforato
- 1 filtro
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37000	Grigio	8023279370003	1 pz
37010	Rosso	8023279370102	1 pz

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279370003**

CODICE GEF

**37000**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697