



Container con Filtro Piccolo h150 Mm

Codice GEF (SKU) 37002

EAN / GTIN 8023279370027

Container standard con un filtro e fondo non perforato. • Modello piccolo: 285 x 280 mm • Altezza: 150 mm • Fondo non perforato • 1 filtro • Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro i

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con un filtro e fondo non perforato.
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 150 mm
- Fondo non perforato
- 1 filtro
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37002	Grigio	8023279370027	1 pz
37012	Rosso	8023279370126	1 pz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279370027

CODICE GEF

37002



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697