



Container con Filtro Piccolo h200 Mm

Codice GEF (SKU) 37003

EAN / GTIN 8023279370034

Container standard con un filtro e fondo non perforato. • Modello piccolo: 285 x 280 mm • Altezza: 200 mm • Fondo non perforato • 1 filtro • Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro i

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con un filtro e fondo non perforato.
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 200 mm
- Fondo non perforato
- 1 filtro
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279370034

CODICE GEF

37003



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697