



## Container con Filtro Piccolo h150 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37032

EAN / GTIN 8023279370324

Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello piccolo: 285 x 280

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 150 mm
- Fondo perforato
- 2 filtri
- Colore: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279370324

CODICE GEF

37032



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697