



Container con Filtro Piccolo h200 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37033

EAN / GTIN 8023279370331

Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello piccolo: 285 x 280

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 200 mm
- Fondo perforato
- 2 filtri
- Colore: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279370331

CODICE GEF

37033



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697