



Container con Filtro Medio h135 Mm

Codice GEF (SKU) 37051

EAN / GTIN 8023279370515

Container standard con un filtro e fondo non perforato. • Modello medio: 465 x 280 mm • Altezza: 135 mm • Fondo non perforato • 1 filtro
• Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con un filtro e fondo non perforato.
- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 135 mm
- Fondo non perforato
- 1 filtro
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279370515

CODICE GEF

37051



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697