



Container con Filtro Medio h150 Mm

Codice GEF (SKU) 37052

EAN / GTIN 8023279370522

Container standard con un filtro e fondo non perforato. • Modello medio: 465 x 280 mm • Altezza: 150 mm • Fondo non perforato • 1 filtro • Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con un filtro e fondo non perforato.
- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 150 mm
- Fondo non perforato
- 1 filtro
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37052	Grigio	8023279370522	1 pz
37062	Rosso	8023279370621	1 pz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279370522

CODICE GEF

37052



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697