

GEF Medica

Container con Filtro Medio h200 Mm - Grigio

Codice GEF (SKU) 37053

Container standard con un filtro e fondo non perforato. • Modello medio: 465 x 280 mm • Altezza: 200 mm • Fondo non perforato • 1 filtro • Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con un filtro e fondo non perforato.
- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 200 mm
- Fondo non perforato
- 1 filtro
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37053



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697