



## Container con Filtro Medio h100 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37080

EAN / GTIN 8023279370805

Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello medio: 465 x 280 m

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 100 mm
- Fondo perforato
- 2 filtri
- Colore: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279370805

CODICE GEF

37080



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697