

GEF Medica

Container con Filtro Medio h200 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37083

Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello medio: 465 x 280 mm • Altezza: 200 mm • Fondo perforato • 2 filtri • Colore: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 200 mm
- Fondo perforato
- 2 filtri
- Colore: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37083

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697