



## Container con Filtro Grande h135 Mm

Codice GEF (SKU) 37101

EAN / GTIN 8023279371017

Container standard con due filtri e fondo non perforato. • Modello grande: 580 x 280 mm • Altezza: 135 mm • Fondo non perforato • 2 filtri • Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro i

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con due filtri e fondo non perforato.
- Modello grande: 580 x 280 mm
- Altezza: 135 mm
- Fondo non perforato
- 2 filtri
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279371017

CODICE GEF

37101



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697