



Container con Filtro Grande h150 Mm

Codice GEF (SKU) 37102

EAN / GTIN 8023279371024

Container standard con due filtri e fondo non perforato. • Modello grande: 580 x 280 mm • Altezza: 150 mm • Fondo non perforato • 2 filtri • Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro i

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con due filtri e fondo non perforato.
- Modello grande: 580 x 280 mm
- Altezza: 150 mm
- Fondo non perforato
- 2 filtri
- Colore: grigio Contenitori standard (forniti con 1 filtro in carta e un portafiltro). Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37102	Grigio	8023279371024	1 pz
37112	Rosso	8023279371123	1 pz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279371024

CODICE GEF

37102



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697