



## Container con Filtro Grande h135 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37131

EAN / GTIN 8023279371314

Container standard con quattro filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello grande: 580 x

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container standard con quattro filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello grande: 580 x 280 mm
- Altezza: 135 mm
- Fondo perforato
- 4 filtri
- Colore: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279371314

CODICE GEF

37131



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697