



Container con Valvola Piccolo h135 Mm

Codice GEF (SKU) **37151**

EAN / GTIN **8023279371512**

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apr

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 135 mm
- Fondo non perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore coperchio: grigio Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279371512

CODICE GEF

37151



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697