



## Container con Valvola Piccolo h260 Mm

Codice GEF (SKU) **37154**

EAN / GTIN **8023279371543**

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apr

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 260 mm
- Fondo non perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore coperchio: grigio Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. **NON VENDIBILE IN GERMANIA.**

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279371543**

CODICE GEF

**37154**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697