



Container con Valvola Piccolo H 100 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37180

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo del container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello piccolo: 285 x 280 mm • Altezza: 100 mm • Fondo perforato • Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola • Colore coperchio: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 100 mm
- Fondo perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore coperchio: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37180



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697