



## Container con Valvola Piccolo H 150 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37182

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo del container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello piccolo: 285 x 280 mm • Altezza: 150 mm • Fondo perforato • Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola • Colore coperchio: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 150 mm
- Fondo perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore coperchio: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**37182**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697