

GEF Medica

Container con Valvola Medio H 200 Mm - Grigio

Codice GEF (SKU) 37203

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. • Modello medio: 465 x 280 mm • Altezza: 200 mm • Fondo non perforato • Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola • Colore coperchio: grigio Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.
- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 200 mm
- Fondo non perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore coperchio: grigio Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37203

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697