



Container con Valvola Grande

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **37251**EAN / GTIN **8023279372519**Confezione **1**

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo del container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. • Modello grande: 580 x 280 mm • Altezza: 135 mm • Fondo non perforato • Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ALTEZZA	EAN	CONFEZIONE
37251	H 135 mm	8023279372519	1
37282	H 150 mm	8023279372823	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S9099

EAN / GTIN

8023279372519

CODICE GEF

37251

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697