



Container con Valvola Grande H 100 Mm - Rosso

Codice GEF (SKU) 37260

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo del container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. • Modello grande: 580 x 280 mm • Altezza: 100 mm • Fondo non perforato • Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola • Colore del coperchio: rosso Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo del container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.
- Modello grande: 580 x 280 mm
- Altezza: 100 mm
- Fondo non perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore del coperchio: rosso Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37260



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697